



Bagno termostato per Robotic Sample Processors and Robotic Titrosampler

6.2840.000

Cestello in bagno termostato per Robotic Sample Processors e Titrosampler.

Parti incluse 6.2840.000

Qt.	Order no.	Descrizione
2 PCS	6.1801.130	Tubo in PVC / 8 mm / 12 mm / 2 m



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione	
6.2041.900	Inserto per rack dei campioni, 54 x 75 mL, per bagno d'acqua, (Al) Inserto per rack dei campioni per 815 Robotic USB Sample Processor XL, 855 Robotic Titrosampler «Basic» adatto a 54 beaker per campioni. Possono essere utilizzati i seguenti beaker per campioni: 6.1432.210, 6.1459.400. Materiale: alluminio (Al)	
6.2058.030	Estensione della testa da 10 mm per Sample Processors Testa di estensione da usare con cestelli termostatati.	