




Piastra di reazione completa per Professional Reactor

6.2845.100

Piastra di reazione intelligente con reattore per applicazioni PCR.

Parti incluse 6.2845.100

Qt.	Order no.	Descrizione
3 PCS	6.2744.060	Tappo filettato

Per UNF 10/32. Tappo per IC, ad es. per la chiusura di colonne.



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione	
6.2057.240	Supporto per reattore 62845xxx	
	Supporto per il fissaggio di un reattore nel termostato per colonna.	