




Piastra di reazione HT completa per Professional Reactor

6.2845.110

Piastra di reazione con reattore per applicazioni PCR a elevate temperature ($> 120\text{ }^{\circ}\text{C}$). Con capillari del reattore PEEK.

Parti incluse 6.2845.110

Qt.	Order no.	Descrizione
3 PCS	6.2744.060	Tappo filettato
Per UNF 10/32. Tappo per IC, ad es. per la chiusura di colonne.		



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione	
6.2057.240	Supporto per reattore 62845xxx	
	Supporto per il fissaggio di un reattore nel termostato per colonna.	