



Unità Intercambiabile da 1 mL

6.3026.110

Unità di dosaggio intelligente con cilindro in vetro da 1 mL e protezione dalla luce. Rubinetto piatto in PCTFE/PTFE, tubi di connessione in FEP, punta di buretta antidiffusione e bottiglia del reagente in vetro marrone standard.

Parti incluse 6.3026.110

Qt.	Order no.	Descrizione
1 PCS	6.1543.060	Punta / filettatura M6

Punta con filettatura M6. Costituisce una punta di buretta completa 6.1537.010 insieme con il tubo capillare 6.1805.160 e il supporto per buretta orientabile 6.1446.030.



1 PCS

6.1805.170


Capillari PTFE / M6 / 18 cm

Con protezione dalla luce e dalle strozzature.



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione
6.1576.110	Piastra di base per Unità Intercambiabile, 1 mL



6.1608.030	Bottiglia / 1000 mL / GL 45
------------	-----------------------------



6.1608.040	Bottiglia PE / 1000 mL / GL 45
------------	--------------------------------

Alle Unità Intercambiabili. Bottiglia per le soluzioni di rigenerazione dell' MSM.

