



Unità Intercambiabile da 5 mL

6.3026.150

Unità di dosaggio intelligente con cilindro in vetro da 5 mL e protezione dalla luce. Rubinetto piatto in PCTFE/PTFE, tubi di connessione in FEP, punta di buretta antidiffusione e bottiglia del reagente in vetro marrone standard.


Parti incluse 6.3026.150

Qt.	Order no.	Descrizione
1 PCS	6.1543.060	Punta / filettatura M6

Punta con filettatura M6. Costituisce una punta di buretta completa 6.1537.010 insieme con il tubo capillare 6.1805.160 e il supporto per buretta orientabile 6.1446.030.



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione	
6.1563.040	Camicia termostata per Unità Intercambiabili 806 Per Unità Intercambiabili 6.3026.XXX	
6.1576.150	Piastra di base per Unità Intercambiabile, 5 mL	
6.1608.030	Bottiglia / 1000 mL / GL 45	
6.1608.040	Bottiglia PE / 1000 mL / GL 45 Alle Unità Intercambiabili. Bottiglia per le soluzioni di rigenerazione dell' MSM.	