



Unità di dosaggio PCR 5 mL

6.3033.150

L'unità di dosaggio da 5 mL è particolarmente adatta per convogliare soluzioni per la derivatizzazione post-colonna (PCR) nella cromatografia ionica.

Parti incluse 6.3033.150

Qt.	Order no.	Descrizione
1 PCS	6.2739.000	Chiave inglese Per fissare le connessioni



1 PCS

6.2803.010

Grasso (2 g)

Qualità speciale (senza silicone). Per connessioni smerigliate senza grasso vedere 6.2713.XXX



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione	
6.2057.250	Supporto Dosino per PCR	
	Supporto Dosino per apparecchi IC per Dosino PCR	
