



Metrosep Amino Acids 1 - 100/4,0

6.4001.410

Colonna di separazione per la determinazione di amminoacidi tramite rilevamento UV/VIS secondo PCR con ninidrina a 120 °C. La Metrosep Amino Acids 1 - 100/4,0 è la colonna di separazione standard per amminoacidi. La colonna è basata su un materiale di polistirene /divinilbenzene solfonato. La determinazione degli amminoacidi avviene mediante rilevamento fotometrico dopo una derivatizzazione post-colonna con ninidrina.

La Metrosep Amino Acids 1 - 100/4,0 consente la separazione, nella ricerca e nella pratica, di fino a 44 amminoacidi inclusi tutti gli amminoacidi presenti in natura.

Parti incluse 6.4001.410

Qt.	Order no.	Descrizione
2 PCS	6.2744.060	Tappo filettato

Per UNF 10/32. Tappo per IC, ad es. per la chiusura di colonne.



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione	
6.1011.030	Metrosep RP 2 Guard/3,5	
	La Metrosep RP 2 Guard/3,5 è una colonna di protezione universalmente impiegabile che protegge efficacemente la colonna di separazione dai contaminanti. Particelle minuscole, tracce di ossido ferroso o batteri vengono rimossi in modo sicuro. La Metrosep RP 2 Guard/3,5 aiuta a risparmiare costi perché il disco filtrante può essere sostituito in pochi attimi.	
6.1011.040	Metrosep RP 3 Guard HC/4,0	
	Metrosep RP 3 Guard HC/4,0 è una colonna di protezione universalmente impiegabile che protegge efficacemente la colonna di separazione analitica dai contaminanti. Contaminanti organici lipofili, particelle minuscole, tracce di ossido ferroso o batteri vengono rimossi in modo sicuro. La colonna di protezione si basa su un materiale polimerico e grazie al volume di raccolta più grande ha una capacità maggiore rispetto alla Metrosep RP 2 Guard/3,5. È utilizzabile nell'intero intervallo pH.	
6.1011.130	RP 2 Guard/3.5 Replacement Filters, 10 pieces	