



Kit per correzione di pH sull' 845 Eluent Synthesizer

6.5329.000

Correzione di pH per Eluent Synthesizer. Incluso elettrodo di pH e accessori aggiuntivi.

Parti incluse 6.5329.000

Qt.	Order no.	Descrizione
1 PCS	6.1446.000	Stopper SGJ / B-14/(15)






Testa della bottiglia dell'eluente per connettere fino a 4 tubi con connessione M6. Per bottiglie dell'eluente dell' Eluent synthesizer.



Connessione bottiglia dell'eluente all'Eluent Synthesizer - Titrino



Interfaccia remote aggiuntiva per la connessione di strumenti che possono essere controllati tramite linee remote. Con cavi fissi permanenti.



1 PCS

6.2726.090

Valvola antidiffusione

Per punte di buretta antidiffusione 6.1541.XXX, 6.1543.130, 6.1543.140, 6.1543.150, 6.1543.160, 6.1543.200



1 PCS

6.3026.210

Unità Intercambiabile da 10 mL

Unità di dosaggio intelligente con cilindro in vetro da 10 mL e protezione dalla luce. Rubinetto piatto in PCTFE/PTFE, tubi di connessione in FEP, punta di buretta antidiffusione e bottiglia del reagente in vetro marrone standard.

