



Equipaggiamento IC: dialisi in linea

6.5330.100

Kit di accessori per dialisi in linea. Per l'utilizzo con l'858 Professional Sample Processor e un'ulteriore pompa peristaltica a 2 canali.

Parti incluse 6.5330.100

Qt.	Order no.	Descrizione
1 PCS	6.1602.150	Sifone per bottiglia / GL 45 - 3 x UNF 10/32
Per collegare capillari 1/16". Da usare per le soluzioni ausiliarie dell'MSM e nella MISP.		





Capillare per il campione in IC.



Per soluzioni del soppressore e per la soluzione accettore nella dialisi in linea e l'ultrafiltrazione in linea.



Per la soluzione campione nella dialisi in linea.



1 PCS

6.1831.050

Capillare in PEEK 0.5 mm i.d., 40 cm

Per dialisi in linea e per autocampionatori. Per IC Dialysis Unit, IC Sample Processor, Compact Autosampler, IC Dialysis Sample Processor, IC Liquid Handling Dialysis Unit, Compact Autosampler



1 PCS

6.1831.160

Capillari PEEK 0,5 mm diam. int. / 70 cm




1 PCS

6.2057.130

Supporto per cella di dialisi

Supporto per cella di dialisi



1 PCS

6.2621.070

Chiave a brugola da 5 mm per IC Sample Processor



1 PCS

6.2714.010

Membrana di dialisi (acetato di cellulosa)

Porosità nominale: 0.2 µm. Set di 50 pezzi. Per dialisi in linea



1 PCS

6.2729.100

Cella di dialisi

Con 4 x 6.2744.060 Tappi ciechi. Per la dialisi in linea



1 PCS

6.2744.000

Viti di fissaggio in PVDF

Con connessione UNF 10/32. Per gli strumenti IC, dialisi in linea
(connessioni dei capillari in PTFE)



2 PCS

6.2744.070

Viti di fissaggio corte

Versione corta. Con connessione UNF 10/32. 5 pezzi. Parti di ricambio per
testa della pompa in PEEK.



2 PCS

6.2744.034

Accoppiamento in Olive/UNF 10/32, 2 x

Collegamento vite di pressione e tubo della pompa. 2 pezzi. Per apparecchiature IC con pompa peristaltica.




4 PCS

6.2744.160

Accoppiatore/UNF 10/32 con dispositivo di sicurezza

Dispositivo di sicurezza per il collegamento di un tubo di pompaggio ad un ugello



1 PCS

6.2831.010

Pinze in plastica

Per membrane di filtrazione e di dialisi



1 PCS

6.2755.000

Archetto per pompa peristaltica

Per pompe peristaltiche negli strumenti IC. Pressione di contatto regolabile.



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione	
6.2714.030	Membrana di dialisi (poliammide) Per la dialisi e la filtrazione in linea	
