



Equipaggiamento IC: dialisi in linea Low Volume

6.5330.200

Kit di accessori per la dialisi in linea veloce. Per l'utilizzo con l'858 Professional Sample Processor e un'ulteriore pompa peristaltica a 2 canali.

Parti incluse 6.5330.200

Qt.	Order no.	Descrizione
2 PCS	6.2744.070	Viti di fissaggio corte
Versione corta. Con connessione UNF 10/32. 5 pezzi. Parti di ricambio per testa della pompa in PEEK.		



1 PCS

6.2621.070

Chiave a brugola da 5 mm per IC Sample Processor



1 PCS

6.1608.070

Bottiglia per eluente / 2 L / GL 45



1 PCS

6.1831.160

Capillari PEEK 0,5 mm diam. int. / 70 cm



2 PCS

6.2744.034


Accoppiamento in Olive/UNF 10/32, 2 x

Collegamento vite di pressione e tubo della pompa. 2 pezzi. Per apparecchiature IC con pompa peristaltica.



4 PCS 6.2744.160 Accoppiatore/UNF 10/32 con dispositivo di sicurezza

Dispositivo di sicurezza per il collegamento di un tubo di pompaggio ad un ugello



1 PCS 6.1602.150 Sifone per bottiglia / GL 45 - 3 x UNF 10/32

Per collegare capillari 1/16". Da usare per le soluzioni ausiliarie dell'MSM e nella MISP.



8 PCS 6.1803.040 Capillare in PTFE 0.5 mm i.d. / 1 m

Capillare per il campione in IC.



2 PCS 6.1826.340 Tubo di pompaggio LFL (nero/nero), 3 stopper

Per la soluzione campione nella dialisi in linea.



1 PCS

6.2755.000

Archetto per pompa peristaltica

Per pompe peristaltiche negli strumenti IC. Pressione di contatto regolabile.



1 PCS

6.1831.120

Capillare in PEEK 0.25 mm i.d., 45 cm



1 PCS

6.2744.000

Viti di fissaggio in PVDF

Con connessione UNF 10/32. Per gli strumenti IC, dialisi in linea (connessioni dei capillari in PTFE)



2 PCS

6.1826.320

Tubo di pompaggio LFL (arancione/giallo), 3 stopper

Per soluzioni del soppressore e per la soluzione accettore nella dialisi in linea e l'ultrafiltrazione in linea.



1 PCS

6.2831.010

Pinze in plastica

Per membrane di filtrazione e di dialisi




1 PCS

6.2057.130

Supporto per cella di dialisi

Supporto per cella di dialisi



1 PCS

6.2714.010

Membrana di dialisi (acetato di cellulosa)

Porosità nominale: 0.2 µm. Set di 50 pezzi. Per dialisi in linea



1 PCS

6.2729.200

Cella di dialisi Low Volume

Incl. 4 tappi ciechi 6.2744.060. Per dialisi in linea veloce.

