



Kit IQ/OQ per IC

6.5333.000

Il kit IQ/OQ per IC contiene tutti i pezzi e le soluzioni standard che sono necessarie per IQ/OQ nella cromatografia ionica.

Parti incluse 6.5333.000

Qt.	Order no.	Descrizione
1 PCS	6.1803.050	Capillare in PTFE 0.5 mm i.d. / 20 cm
		Capillare per la dialisi e la filtrazione in linea, per Dialysis Unit, IC Filtration Sample Processor



1 PCS

6.1831.170

Capillare per OQ

Capillare in PEEK utilizzato nella procedura di OQ per Professional IC



1 PCS

6.2322.030

Soluzioni standard OQ per IC

Parte del kit IQ/OQ per IC (6.5333.000). Non può essere ordinato singolarmente.



1 PCS

6.2744.040

2 accoppiatori UNF 10/32

Per collegare capillari da 1/16 in. Per gli strumenti IC



1 PCS

6.2744.060

Tappo filettato

Per UNF 10/32. Tappo per IC, ad es. per la chiusura di colonne.



1 PCS

6.2744.070

Viti di fissaggio corte

Versione corta. Con connessione UNF 10/32. 5 pezzi. Parti di ricambio per testa della pompa in PEEK.

