



Dotazione di elettrodi VA con scTRACE Gold per strumenti professionali VA

6.5339.050

Set completo di elettrodi per la determinazione di arsenico o mercurio. Include supporto per scTRACE Gold, scTRACE Gold, agitatore e recipiente di misurazione.

Parti incluse 6.5339.050

Qt.	Order no.	Descrizione
1 PCS	6.1204.500	Agitatore per strumenti professionali VA

Agitatore per strumenti professionali VA, completo, esente da metalli.



Supporto per scTRACE Gold con connettori a spina per il collegamento dei cavi degli elettrodi per gli elettrodi di lavoro, di riferimento e ausiliari. Insieme a scTRACE Gold 6.1258.000, il corpo dell'elettrodo costituisce un sensore completo per la voltammetria da utilizzare con gli strumenti VA professionali. Per l'impiego con i supporti VA e con VA Computrace sono necessari tre adattatori 6.2112.130. scTRACE Gold deve essere semplicemente innestato sul corpo. Mentre scTRACE Gold va sostituito a intervalli regolari, il corpo dell'elettrodo è riutilizzabile.



Elettrodo a microfilo in oro a base di una pellicola sottile per la determinazione di arsenico nei campioni di acqua. Lo scTRACE Gold è un sensore voltammetrico combinato per la voltammetria. Elettrodo da lavoro in microfilo d'oro, elettrodo di riferimento Ag/AgCl ed elettrodo ausiliario in carbonio si trovano su di un unico sensore. Facile da usare e praticamente esente da manutenzione, con lo scTRACE Gold può essere determinato per es. l'arsenico nell'acqua a livello di tracce. Assieme al corpo dell'elettrodo 6.1241.080 può essere utilizzato in ogni strumento di misura voltammetrico Metrohm.



2 PCS

6.1446.040

Stopper con filettatura M6



2 PCS

6.1808.000

Giunto di connessione M6



1 PCS

6.2753.210

Coperchio

Per separatore d'olio 62753200 e per applicazioni con scTRACE Gold.

