



Supporto di misura (SPE) di ricambio per il 946 Portable VA Analyzer

6.5340.020

Supporto di misura per elettrodi stampati (*screen-printed electrodes*, SPE), costituito da piastra di base, anello trasparente e sonda di misura.


Accessori opzionali

Order no.	Descrizione
6.01204.000	Punta per agitare
	Punta per agitare per 946 Portable VA Analyzer.



6.01408.000 O-ring 46 x 2,5 mm

Per il supporto di misura del 946 Portable VA Analyzer. Set da 2 pezzi.



6.1241.200 Dado per corpo dell'elettrodo SPE

Dado per corpo dell'elettrodo SPE 6.1241.090 e sonda di misura (SPE) 6.01256.020.



6.1241.210 Disco di supporto per corpo dell'elettrodo SPE

Disco di supporto in PTFE per corpo dell'elettrodo SPE 6.1241.090 e sonda di misura (SPE) 6.01256.020.



6.1244.060 Guarnizione in silicone per corpo dell'elettrodo SPE (10 pezzi)

Guarnizione in silicone per corpo dell'elettrodo SPE 6.1241.090 e sonda di misura (SPE) 6.01256.020, 10 pezzi.



6.02621.000

Chiave a forchetta 4 mm

