



# Equipaggiamento per la determinazione della correzione di temperatura nei Rancimat e Thermomat in PVC.

6.5616.100

Set per la regolazione esatta della temperatura

Parti incluse 6.5616.100

| Qt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Order no.  | Descrizione                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1 PCS                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6.1111.010 | Sensore di temperatura Pt100 per strumenti di misura della stabilità (17.5 cm) |
| <p>Sensore di temperatura Pt100 (lunghezza 17,5 cm) con cavo fisso e connettore Mini-DIN. Questo sensore di temperatura senza vetro è adatto all'impiego su 711 Liquino e su strumenti di misura della stabilità (743 Rancimat, 763 PVC Thermomat, 892 Professional Rancimat o 895 Professional PVC Thermomat).</p> |            |                                                                                |



2 PCS

6.2042.040

Clip per sonda di temperatura

Morsetto di sostegno per set per GLP per strumenti di misura di stabilità



1 PCS

6.2326.000

Olio di silicone per apparecchi di misura della  
stabilità (50 mL)

Olio di silicone per determinare il coefficiente di temperatura Delta T  
negli apparecchi per la misura della stabilità.



1 PCS

6.2418.000

Tubo dell'aria per misure degli oli

Set di 12 pezzi.

