



Equipaggiamento per la determinazione della correzione di temperatura nei Biodiesel Rancimat.

6.5616.110

Set per la regolazione esatta della temperatura

Parti incluse 6.5616.110

Qt.	Order no.	Descrizione
1 PCS	6.1111.020	Sensore di temperatura Pt100 per strumenti di misura della stabilità (30 cm)

Sensore di temperatura Pt100 (lunghezza 30 cm) con cavo fisso e connettore Mini-DIN. Questo sensore di temperatura senza vetro è adatto all'impiego su strumenti di misura della stabilità (873 Biodiesel Rancimat e 893 Professional Biodiesel Rancimat).



2 PCS

6.2042.040

Clip per sonda di temperatura

Morsetto di sostegno per set per GLP per strumenti di misura di stabilità



1 PCS

6.2326.000

Olio di silicone per apparecchi di misura della
stabilità (50 mL)

Olio di silicone per determinare il coefficiente di temperatura Delta T
negli apparecchi per la misura della stabilità.

