



Equipaggiamento di trasferimento da 0,5 a 2 mL per 789/815

6.5619.000

Equipaggiamento completo per il trasferimento di soluzioni da 0,5 a 2,0 mL sul Robotic Sample Processor.

Parti incluse 6.5619.000

Qt.	Order no.	Descrizione
1 PCS	6.1446.180	Tappo, PTFE, SGJ 29, per kit di trasferimento Tappo per le titolazioni e per le titolazioni volumetriche di KF nella cella di titolazione esterna



1 PCS

6.1448.000

Tappo con setto B-14/15



2 PCS

6.1448.020

Setti da 16 mm, 5 pezzi

Set di 5 unità.



1 PCS

6.1462.090

Braccio robotizzato con adattatore Luer-Lock per 786
Swing Head, rotazione a destra

Braccio di trasferimento robotizzato per la gestione dei liquidi



1 PCS

6.1464.320

Cella di titolazione KF / 80-250 mL / coulometrico



1 PCS

6.1562.110

Tubo di pipettaggio / 2 mL

Tubo di pipettaggio per il trasferimento del liquido.



1 PCS

6.1608.090

Bottiglia / 250 mL / GL 45




1 PCS

6.2001.100

Piastra, set di trasferimento

Piastra per il set di trasferimento per i liquidi da usare con il Robotic Sample Processors XL



1 PCS

6.2013.010

Anello a morsa

Per aste di supporto da 10 mm di diametro.



1 PCS

6.2701.040

Tappo a vite GL 18 con foro

In PBT. Con foro per il setto 6.1448.020. Per la cella senza diaframma 6.5405.000 e recipienti di titolazione 6.1464.32X e 6.1465.320.



1 PCS

6.2751.120

Kit di trasferimento con protezione dagli schizzi per 789/815

Protezione dagli schizzi per Sample Processor con 786 Swing Head e kit di trasferimento.



1 PCS

6.2816.100

Ago di perforazione con ventilazione

Con luer lock, per set di trasferimento 6.5619.000.



1 PCS

6.2055.110

Supporto per bottiglia o Dosino per 2 bottiglie /Dosino

Supporto per 2 bottiglie da 250 mL o 2 Dosino

