




Equipaggiamento per la seconda pompa sull'864 Robotic Balance Sample Processor

6.5622.000

Set di accessori per il collegamento di una seconda 843 Pump Station con stazione di lavaggio esterna all'864 Robotic Balance Sample Processor

Parti incluse 6.5622.000

Qt.	Order no.	Descrizione
1 PCS	6.1826.160	Pompa peristaltica Viton

Per pompe peristaltiche.



1 PCS

6.2141.300

Cavo remoto 843-Sample Processor

Cavo remoto per la connessione diretta di una 843 Pump Station alle connessioni della pompa del Sample Processors



1 PCS

6.2841.010

Stazione di lavaggio esterna per braccio orientabile
con testa di titolazione 6.1458.040

La stazione di lavaggio esterna può essere applicata lateralmente accanto alla torre del Robotic Sample Processor e consente la pulizia esterna dell'equipaggiamento di titolazione mentre vengono effettuate altre azioni sul rack.

