



Iniettore con loop interno da 0,25 µL

6.5904.050

Iniettore a disco piatto con loop interno da 0,25 µL

Accessori opzionali

Order no.	Descrizione
6.5904.060	Rotore (loop interno 0,25 µL)
	Rotore per iniettore a disco piatto a 4 porte (6.5904.050), loop interno 0,25 µL



6.5904.070

Rotore (loop interno 1,0 µL)

Rotore per iniettore a disco piatto a 4 porte (6.9956.001), loop interno 1,0 µL

