



Vial in vetro, 1,5 mL, 100 pezzi

6.7303.100

Per l'utilizzo con i seguenti campionatori: Liquid Autosampler CIC (TEI), MMS 5000 Autosampler (AJ) e 889 Sample Center.


Accessori opzionali

Order no.	Descrizione
6.2041.200	Rack dei campioni, 48 x 11 mL, (Al) Rack dei campioni per 889 IC Sample Center adatto a 48 provette. Possono essere utilizzate le seguenti provette: 6.2743.100, 6.2743.107, 6.2743.110, 6.2743.117. Materiale: alluminio (Al)



6.7303.110 Setto per 67303100, 100 pezzi

Per l'utilizzo con il 67303100 Glass Vial sui seguenti campionatori: Liquid Autosampler CIC (TEI), MMS 5000 Autosampler (AJ) e 889 Sample Center.



6.7303.310 Rack dei campioni con 112 posizioni per campioni liquidi

Per campioni liquidi.

