



Recipiente per campioni NIRS DS2500, grande, 5 pezzi

6.7402.060

Set di cinque recipienti per campioni per la misurazione spettrale di polveri e granuli in riflessione tramite NIRS DS2500 Analyzer.

Parti incluse 6.7402.060

Qt.	Order no.	Descrizione
5 PCS	6.7402.050	Recipiente per campioni DS2500, grande

Recipiente per campioni grande per la rilevazione degli spettri di polveri e granulati in riflessione in punti diversi del campione tramite NIRS DS2500 Analyzer.

