




Testa di titolazione per CSB

6.9914.137

Testa di titolazione per utilizzo nel sistema CSB (MATi 12). La testa di titolazione è dotata di 3 tubi trafilati con valvola antidiffusione e di un tubo per l'aspirazione della soluzione titolata. L'elettrodo può essere fissato con raccordo a vite M10. Inoltre dispone di tre aperture per ugelli.

Parti incluse 6.9914.137

Qt.	Order no.	Descrizione
4 PCS	6.1808.000	Giunto di connessione M6



3 PCS

6.2726.090

Valvola antidiffusione

Per punte di buretta antidiffusione 6.1541.XXX, 6.1543.130, 6.1543.140,
6.1543.150, 6.1543.160, 6.1543.200

