




Testa di titolazione con punte delle burette rinforzate

6.9914.139

Testa di titolazione con tre punte delle burette rinforzate, un raccordo a vite M10 e un'apertura per un aggregato (Polytron PT 1300 D).

Parti incluse 6.9914.139

Qt.	Order no.	Descrizione
3 PCS	6.1808.000	Giunto di connessione M6



3 PCS

6.2726.090

Valvola antidiffusione

Per punte di buretta antidiffusione 6.1541.XXX, 6.1543.130, 6.1543.140,
6.1543.150, 6.1543.160, 6.1543.200

