




Rack dei campioni, 53 x 120 mL, (PP)

6.9920.141

Rack dei campioni per 815 Robotic USB Sample Processor XL, 855 Robotic Titrosampler "Basic" adatto a 53 beaker per campioni. Possono essere utilizzati i seguenti beaker per campioni: 6.1459.300, 6.1459.307.

Plastica: polipropilene (PP)

Accessori opzionali

Order no.	Descrizione
6.1459.300	Beaker per campioni in plastica (PP) da 120 mL, 250 pezzi
	Beaker per campioni in plastica (polipropilene, PP) da 120 mL, adatto ai rack dei campioni 6.2041.470, 6.2041.840, 6.2041.850, 6.2068.010, 6.2068.020, 6.2068.030 e 6.9920.141, 250 pezzi



6.1459.307

Beaker per campioni in plastica (PP) da 120 mL, 1 pezzo

Beaker per campioni in plastica (polipropilene, PP) da 120 mL, adatto ai rack dei campioni 6.2041.470, 6.2041.840, 6.2041.850, 6.2068.010, 6.2068.020, 6.2068.030 e 6.9920.141, 1 pezzo



6.2037.080

Supporto per pellicola

Supporto per pellicola per beaker da 120 mL PP (6.1459.300)

