



Rack dei campioni, 35 x 60 mL e 3 x 250 mL, (PVC)

6.9920.191

Rack dei campioni per 858 Professional Sample Processor, 815 Robotic USB Sample Processor XL adatto a 35 provette e 3 flaconi per risciacquo. Possono essere utilizzati i seguenti flaconi per risciacquo e le seguenti provette: 6.1608.100, 60 mL e provette Nalgene FEP da 250 mL.

Plastica: cloruro di polivinile (PVC)

Accessori opzionali

Order no.	Descrizione
6.1608.100	Flacone in PE 50 mL
	Flacone per l'Extension Module Liquid Handling.

