



Buretta con troppo pieno (100 mL) per Sample Processor

6.9958.007

Buretta con troppo pieno per la misurazione automatica e veloce di 100 mL di campione, nonché per il trasferimento del campione in una cella di titolazione esterna.

Parti incluse 6.9958.007

Qt.	Order no.	Descrizione
2 PCS	6.1808.050	Tubo di connessione ad oliva M8 1 filettatura esterna M8 e 1 oliva per tubi. E.g. per la camicia termostatica delle Unità Intercambiabili e degli strumenti di misura della stabilità.



2 PCS

6.1801.000

Tubi in PVC / 4 mm / 7 mm / 1 m



1 PCS

6.1819.040

Tubo in FEP

Per fori con filettatura M8. Per camicia termostata 6.1563.010 delle
Unità Intercambiabili 6.3011.XXX...6.3026.XXX

