

Prolunga per testa di titolazione da 34 mm per Robotic Titrosampler "Light"

6.9958.125

Prolunga per testa di titolazione per 855 Robotic Titrosampler "light" per l'impiego di

Accessori opzionali

Order no.	Descrizione	
2.855.0030	Robotic Titrosampler «Light» (1T/1P)	
	Modello entry-level del Robotic Titrosampler per un carico medio di campioni. Il Robotic Sample Processor XL salvaspazio con Titrando integrato, una stazione di lavoro e una pompa a membrana integrata è ulteriormente ampliato dalla scelta di rack dei campioni ed elettrodi per l'automazione specifica di prodotto nella titolazione. Per estrarre la soluzione titolata è possibile collegare facoltativamente una pompa peristaltica o una pompa a membrana esterna (opzionale). La programmazione dei metodi avviene tramite il pratico Touch Control, il software di titolazione tiamo™ oppure OMNIS. In caso di carico dei campioni crescente, il Robotic Titrosampler «Light» può essere ampliato in modo semplice e conveniente al «Basic», con cui può essere gestito un multiplo della quantità di campioni originale.	
2.855.0040	Robotic Titrosampler «Light» (1T/2P)	
	Modello entry-level del Robotic Titrosampler per un carico medio di campioni. Il Robotic Sample Processor XL salvaspazio con Titrando integrato, una stazione di lavoro e due pompe a membrana integrate è ulteriormente ampliato dalla scelta di rack dei campioni ed elettrodi per l'automazione specifica di prodotto nella titolazione. La programmazione dei metodi avviene tramite il pratico Touch Control, il software di titolazione tiamo™ oppure OMNIS. In caso di carico dei campioni crescente, il Robotic Titrosampler «Light» può essere ampliato in modo semplice e conveniente al «Basic», con cui può essere gestito un multiplo della quantità di campioni originale.	