





Solid Autosampler CIC (TEI)

2.0136.0620

納品範囲 2.0136.0620

Qt.	Order no.	説明
1 PCS	1.0136.0620	Solid Autosampler CIC (TEI)



1 PCS

6.07312.010 固形物 No. 1 のためのサンプルラック

サンプルポジション 20 個を有する Solid Autosampler CIC
(2.0136.0620) のための固形物 No. 1 のためのサンプルラック。



オプションアクセサリー

Order no.	説明
-----------	----

6.07312.020 固形物 No. 2 のためのサンプルラック

サンプルポジション 20 個を有する Solid Autosampler CIC
(2.0136.0620) のための固形物 No. 2 のためのサンプルラック。



6.07312.030 固形物 No. 3 のためのサンプルラック

サンプルポジション 20 個を有する Solid Autosampler CIC
(2.0136.0620) のための固形物 No. 3 のためのサンプルラック。

