



Eco Titrator

2.1008.0010

ビルトインのマグネチックスターラおよびタッチセンサーユーザーインターフェース付きのコンパクトな Eco Titrator は、ルーチン分析に理想的です。これは、いかなるときもGLPに適した結果を、最小限のスペース要件 (およそ DIN A4) にて提供します。

ほぼすべての電位差滴定にて汎用的に使用可能。たとえば

- 食品: 酸性度、塩化物、ビタミンC、油脂のヨウ素価および過酸化価
- 水質分析: 炭酸塩硬度およびCa/Mg硬度、塩化物、硫酸、過マンガン酸塩指数
- 石油化学: 酸/塩基価、硫酸塩およびメルカプタン、塩化物、臭素価
- 電気めっき: 総酸価、金属含有量、塩化物
- 界面活性剤分析: 陰イオン、陽イオン、および非イオン界面活性剤
- Optrodeを用いた測光: p値およびm値、金属、水硬度

納品範囲 2.1008.0010

Qt.	Order no.	説明
-----	-----------	----

ビルトインのマグネチックスターラおよびタッチセンサーユーザーインターフェース付きのコンパクトな Eco Titrator は、ルーチン分析に理想的です。これは、いかなるときもGLPに適合した結果を、最小限のスペース要件 (およそ DIN A4) にて提供します。



ほぼすべての電位差滴定にて汎用的に使用可能。たとえば

- 食品: 酸性度、塩化物、ビタミンC、油脂のヨウ素価および過酸化物価
- 水質分析: 炭酸塩硬度およびCa/Mg硬度、塩化物、硫酸、過マンガン酸塩指数
- 石油化学: 酸/塩基価、硫酸塩およびメルカプタン、塩化物、臭素価
- 電気めっき: 総酸価、金属含有量、塩化物
- 界面活性剤分析: 陰イオン、陽イオン、および非イオン界面活性剤
- Optrodeを用いた測光: p値およびm値、金属、水硬度



1 PCS

6.1543.200

Titration tip / M6 thread



1 PCS

6.1602.105

Bottle attachment / GL 45 / green



1 PCS

6.1608.023

Amber glass bottle / 1000 mL / GL 45



1 PCS

6.1619.010

Adsorber complete, for Exchange Unit



2 PCS

6.1805.090

FEP tubing / M6 / 31 cm



1 PCS

6.1805.100

FEP tubing / M6 / 40 cm



1 PCS

6.1819.020

Tube



1 PCS

6.1903.020

Stirring bar / 16 mm



1 PCS

6.1903.030

Stirring bar / 25 mm



1 PCS

6.2013.010

Clamping ring



1 PCS

6.2016.070

Support rod / 400 mm



1 PCS

6.2021.020

Electrode holder



1 PCS

6.2023.020

Clip for SGJ 14/15



1 PCS

6.2709.070

Guiding sleeve



1 PCS

6.6081.010

Eco Titrator用のUSBスティック

Eco Titrator用のデータ記憶媒体



1 PCS

6.1546.040

Eco Dosimat/Eco Titrator 用ピストンツール

ピストンの取り付けおよび取り外しのためのツール。



1 PCS

6.2164.010

卓上電源アダプタ 100 - 240 V/24 V DC

卓上電源アダプタ 915 KF Ti-Touch、916 Ti-Touch、917 Coulometer
および全てのEco Titratoren / Eco Dosimat向け。



1 PCS

6.02712.000

Eco Dosimat / Eco Titrator のための保護カバー

Eco Dosimat / Eco Titrator のディスプレイのための保護カバー。



オプションアクセサリ

Order no.	説明
6.03002.150	シリンダーユニット Eco 5 mL Eco Dosimat / Eco Titrator のためのシリンダーユニット 5 mL。ドージングチューブ、拡散防止ビュレットチップを含まない。
6.03002.210	シリンダーユニット Eco 10 mL Eco Dosimat / Eco Titrator のためのシリンダーユニット 10 mL。ドージングチューブ、拡散防止ビュレットチップを含まない。
6.03002.250	シリンダーユニット Eco 50 mL Eco Dosimat / Eco Titrator のためのシリンダーユニット 50 mL。ドージングチューブ、拡散防止ビュレットチップを含まない。
6.03002.220	シリンダーユニット Eco 20 mL Eco Dosimat / Eco Titrator のためのシリンダーユニット 20 mL。ドージングチューブ、拡散防止ビュレットチップを含まない。



2.142.0100 感熱式プリンタ Custom Q3X

以下の装置のためのUSBインターフェース付きコンパクトプリンター

- 900 Touch Control
- 915 KF Ti-Touch
- 916 Ti-Touch
- 917 Coulometer
- 877 / 848 Titrino plus
- 865 / 876 Dosimat plus
- 91X Meter (ケーブル6.2151.140)
- Eco Dosimat / Titrator
- 862 Compact Titrosampler
- 870 KF Titrino plus
- 899 Coulometer



用紙幅 60 mm (40 字)。USBケーブル 6.2151.120 付属。

6.9001.050 Custom Neos-N / Q3X 用の感熱紙

Custom Neos-N / Q3X 用の感熱紙 60 mm / 25 m。
新性能: 適切に保存した場合、25年の可読性。

1 ロール



2.143.0200 ドットインパクトプリンター TX-900MH

