



Eco Titrator Acid/Base

2.1008.1010

納品範囲 2.1008.1010

Qt.	Order no.	説明
-----	-----------	----

ビルトインのマグネチックスターラおよびタッチセンサーユーザーインターフェース付きのコンパクトな Eco Titrator は、ルーチン分析に理想的です。これは、いかなるときもGLPに適合した結果を、最小限のスペース要件 (およそ DIN A4) にて提供します。



ほぼすべての電位差滴定にて汎用的に使用可能。たとえば

- 食品: 酸性度、塩化物、ビタミンC、油脂のヨウ素価および過酸化価
- 水質分析: 炭酸塩硬度およびCa/Mg硬度、塩化物、硫酸、過マンガン酸塩指数
- 石油化学: 酸/塩基価、硫酸塩およびメルカプタン、塩化物、臭素価
- 電気めっき: 総酸価、金属含有量、塩化物
- 界面活性剤分析: 陰イオン、陽イオン、および非イオン界面活性剤
- Optrodeを用いた測光: p値およびm値、金属、水硬度

水性酸/塩基滴定のための複合pH 電極。固定グランドジョイントダイアフラムは汚れに対して耐性があります。参照内部液: $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ 、保存液で保管。



Eco Dosimat / Eco Titrator のためのシリンダーユニット 20 mL。ドージングチューブ、拡散防止ビュレットチップを含まない。



1 PCS

6.2104.020

Electrode cable / 1 m / F



1 PCS

6.2308.020

Electrolyte 3 mol/L KCl (250 mL)



1 PCS

6.1446.030

Ball stopper / B-14/(15)



1 PCS

6.1446.080

Threaded stopper / M8



1 PCS

6.1543.200

Titration tip / M6 thread



1 PCS

6.1602.105

Bottle attachment / GL 45 / green



1 PCS

6.1608.023

Amber glass bottle / 1000 mL / GL 45



1 PCS

6.1619.010

Adsorber complete, for Exchange Unit



2 PCS

6.1805.090

FEP tubing / M6 / 31 cm



1 PCS

6.1805.100

FEP tubing / M6 / 40 cm



1 PCS

6.1819.020

Tube



1 PCS

6.1903.020

Stirring bar / 16 mm



1 PCS

6.1903.030

Stirring bar / 25 mm



1 PCS

6.2013.010

Clamping ring



1 PCS

6.2016.070

Support rod / 400 mm



1 PCS

6.2021.020

Electrode holder



1 PCS

6.2023.020

Clip for SGJ 14/15



1 PCS

6.2709.070

Guiding sleeve



1 PCS

6.6081.010

Eco Titrator用のUSBスティック

Eco Titrator用のデータ記憶媒体



1 PCS

6.1546.040

Eco Dosimat/Eco Titrator 用ピストンツール

ピストンの取り付けおよび取り外しのためのツール。



1 PCS

6.2164.010

卓上電源アダプタ 100 - 240 V/24 V DC

卓上電源アダプタ 915 KF Ti-Touch、916 Ti-Touch、917 Coulometer
および全てのEco Titratoren / Eco Dosimat向け。



1 PCS

6.02712.000

Eco Dosimat / Eco Titrator のための保護カバー

Eco Dosimat / Eco Titrator のディスプレイのための保護カバー。



オプションアクセサリ

Order no.	説明
2.142.0100	感熱式プリンタ Custom Q3X

以下の装置のためのUSBインターフェース付きコンパクトプリンター

- 900 Touch Control
- 915 KF Ti-Touch
- 916 Ti-Touch
- 917 Coulometer
- 877 / 848 Titrino plus
- 865 / 876 Dosimat plus
- 91X Meter (ケーブル6.2151.140)
- Eco Dosimat / Titrator
- 862 Compact Titrosampler
- 870 KF Titrino plus
- 899 Coulometer



用紙幅 60 mm (40 字)。USBケーブル 6.2151.120 付属。

6.03002.150 シリンダーユニット Eco 5 mL

Eco Dosimat / Eco Titrator のためのシリンダーユニット 5 mL。ドージングチューブ、拡散防止ビュレットチップを含まない。



6.03002.210 シリンダーユニット Eco 10 mL

Eco Dosimat / Eco Titrator のためのシリンダーユニット 10 mL。ドージングチューブ、拡散防止ビュレットチップを含まない。



6.03002.250 シリンダーユニット Eco 50 mL

Eco Dosimat / Eco Titrator のためのシリンダーユニット 50 mL。ドージングチューブ、拡散防止ビュレットチップを含まない。



6.9001.050 Custom Neos-N / Q3X 用の感熱紙

Custom Neos-N / Q3X 用の感熱紙 60 mm / 25 m。
新性能: 適切に保存した場合、25年の可読性。

1 ロール



2.143.0200 ドットインパクトプリンター TX-900MH

