



OMNIS Oven Module 8 mL

2.1017.1010

納品範囲 2.1017.1010

Qt.	Order no.	説明
1 PCS	1.1017.1010	OMNIS Oven Module 8 mL
		OMNIS Oven Module 8 mL



1 PCS

6.1808.040

Thread adapter M6 outer / M8 inner



1 PCS

6.1808.050

Tubing adapter olive / M8 outer



1 PCS

6.2724.010

Dust filter



1 PCS

6.2811.000

Molecular sieve



1 PCS

6.2816.070

穿刺針

カールフィッシャーオープンと共に使用。



1 PCS

6.2816.080

Outlet needle



1 PCS

6.2049.060

スペーサーセット 11-55 mm



1 PCS

6.1446.230

加熱チューブストッパー

加熱チューブストッパー、滴定セル用 (クーロメトリー)



1 PCS

6.01807.010

吸着カートリッジ OMNIS Oven Module

OMNIS Oven Module に適した吸着カートリッジ



1 PCS

6.1448.080

セプタム、7.5 mm、5 個

OMNIS Oven Module のコンディショニングチューブ用予備セプタム



1 PCS

6.1805.470

FEP tubing / M6 / 44 cm



1 PCS

6.2821.090

吸引フィルター

気孔径 27 μm 。5枚セット。吸引チューブ (6.1834.000) およびフィルターパイプ (6.1821.040)、(6.1821.050)向け。



1 PCS

6.2621.140

Hexagon key 2.5 mm



1 PCS

6.2739.000

Wrench



1 PCS

6.1830.050

加熱チューブ OMNIS

