



OMNIS Sample Robot Oven 1 x 6 mL

2.1030.1010

納品範囲 2.1030.1010

Qt.	Order no.	説明
1 PCS	1.1030.1010	OMNIS Sample Robot Oven 1 x 6 mL
		OMNIS Sample Robot Oven 1 x 6 mL



2 PCS

6.02041.060


サンプルラック OMNIS 50 x 6 mL



1 PCS

6.1448.057

Aluminum septum caps / 100 pieces



1 PCS

6.2419.007

バイアル 6 mL、100 個

バイアル、6 mL までのサンプル用、セプタム 6.1448.057 に適合、
100 個



1 PCS

6.1808.040

Thread adapter M6 outer / M8 inner



1 PCS

6.1808.050

Tubing adapter olive / M8 outer



1 PCS

6.2724.010

Dust filter



1 PCS

6.2811.000

Molecular sieve



1 PCS

6.2816.070

穿刺針

カールフィッシャーオープンと共に使用。



1 PCS

6.2816.080

Outlet needle



1 PCS

6.2049.060

スペーサーセット 11-55 mm



1 PCS

6.1446.230

加熱チューブストッパー

加熱チューブストッパー、滴定セル用 (クーロメトリー)



1 PCS

6.01807.010

吸着カートリッジ OMNIS Oven Module

OMNIS Oven Module に適した吸着カートリッジ



1 PCS 6.1448.080 セプタム、7.5 mm、5 個

OMNIS Oven Module のコンディショニングチューブ用予備セプタム



1 PCS 6.1805.470 FEP tubing / M6 / 44 cm



1 PCS 6.2821.090 吸引フィルター

気孔径 27 μm 。5枚セット。吸引チューブ (6.1834.000) およびフィルターパイプ (6.1821.040)、(6.1821.050)向け。



1 PCS 6.2621.140 Hexagon key 2.5 mm



1 PCS

6.2739.000

Wrench



1 PCS

6.1830.050

加熱チューブ OMNIS



オプションアクセサリ

Order no.	説明	
6.02700.010	OMNIS Sample Robot Oven の安全シールド	
	OMNIS Sample Robot Oven のグリッパー用安全シールド	
6.2621.110	Crimping tongs	
2.1018.0010	OMNIS Coulometer、スターラーなし	
2.1019.0010	OMNIS Coulometer Module、スターラーなし	

6.06001.380 温度グラジエントのファンクションライセンス

OMNIS Sample Robot Oven 用温度グラジエントファンクションライセンス。このライセンスによって、不明なサンプルをゆっくり加熱し、最適な加熱温度を測定することができます。



2.1017.1000 OMNIS Oven Module 6 mL



2.1017.1010 OMNIS Oven Module 8 mL

