



OMNIS Sample Robot Oven 2 x 6 mL

2.1030.1020

納品範囲 2.1030.1020

Qt.	Order no.	説明
1 PCS	1.1030.1020	OMNIS Sample Robot Oven 2 x 6 mL
		OMNIS Sample Robot Oven 2 x 6 mL



2 PCS

6.02041.060


サンプルラック OMNIS 50 x 6 mL



1 PCS

6.1448.057

Aluminum septum caps / 100 pieces



1 PCS

6.2419.007

バイアル 6 mL、100 個

バイアル、6 mL までのサンプル用、セプタム 6.1448.057 に適合、
100 個



2 PCS

6.1808.040

Thread adapter M6 outer / M8 inner



2 PCS

6.1808.050

Tubing adapter olive / M8 outer



2 PCS

6.2724.010

Dust filter



2 PCS

6.2811.000

Molecular sieve



2 PCS

6.2816.070

穿刺針

カールフィッシャーオープンと共に使用。



2 PCS

6.2816.080

Outlet needle



2 PCS

6.2049.060

スペーサーセット 11-55 mm



2 PCS

6.1446.230

加熱チューブストッパー

加熱チューブストッパー、滴定セル用 (クーロメトリー)



2 PCS

6.01807.010

吸着カートリッジ OMNIS Oven Module

OMNIS Oven Module に適した吸着カートリッジ



2 PCS 6.1448.080 セプタム、7.5 mm、5 個

OMNIS Oven Module のコンディショニングチューブ用予備セプタム



2 PCS 6.1805.470 FEP tubing / M6 / 44 cm



2 PCS 6.2821.090 吸引フィルター

気孔径 27 μm 。5枚セット。吸引チューブ (6.1834.000) およびフィルターパイプ (6.1821.040)、(6.1821.050)向け。



2 PCS 6.2621.140 Hexagon key 2.5 mm



2 PCS

6.2739.000

Wrench



2 PCS

6.1830.050

加熱チューブ OMNIS



オプションアクセサリ

Order no.	説明	
6.02700.010	OMNIS Sample Robot Oven の安全シールド OMNIS Sample Robot Oven のグripper用安全シールド	
6.2621.110	Crimping tongs	
6.06001.380	温度グラジエントのファンクションライセンス OMNIS Sample Robot Oven 用温度グラジエントファンクションライセンス。このライセンスによって、不明なサンプルをゆっくり加熱し、最適な加熱温度を測定することができます。	
2.1018.0010	OMNIS Coulometer、スターラーなし	

2.1019.0010 OMNIS Coulometer Module、スターラーなし

