



OMNIS Sample Robot Oven 1 x 8 mL

2.1030.1030

納品範囲 2.1030.1030

Qt.	Order no.	説明
1 PCS	1.1030.1030	OMNIS Sample Robot Oven 1 x 8 mL
		OMNIS Sample Robot Oven 1 x 8 mL



2 PCS

6.02041.070

サンプルラック OMNIS 50 x 8 mL



1 PCS

6.1448.067

セプタム付きスクリーキャップ、100個。

セプタム付きスクリーキャップ、6.2420.007 の 8 mL バイアルに適合、100個



1 PCS

6.2420.007

スクリーキャップバイアル8 mL、100個

スクリーキャップバイアル8 mL、6.1448.067のスクリーキャップに適合、100 個



1 PCS

6.1808.040

Thread adapter M6 outer / M8 inner



1 PCS

6.1808.050

Tubing adapter olive / M8 outer



1 PCS

6.2724.010

Dust filter



1 PCS

6.2811.000

Molecular sieve



1 PCS

6.2816.070

穿刺針

カールフィッシャーオープンと共に使用。



1 PCS

6.2816.080

Outlet needle



1 PCS

6.2049.060

スペーサーセット 11-55 mm



1 PCS

6.1446.230

加熱チューブストッパー

加熱チューブストッパー、滴定セル用 (クーロメトリー)



1 PCS

6.01807.010

吸着カートリッジ OMNIS Oven Module

OMNIS Oven Module に適した吸着カートリッジ



1 PCS 6.1448.080 セプタム、7.5 mm、5 個

OMNIS Oven Module のコンディショニングチューブ用予備セプタム



1 PCS 6.1805.470 FEP tubing / M6 / 44 cm



1 PCS 6.2821.090 吸引フィルター

気孔径 27 μm 。5枚セット。吸引チューブ (6.1834.000) およびフィルターパイプ (6.1821.040)、(6.1821.050)向け。



1 PCS 6.2621.140 Hexagon key 2.5 mm



1 PCS

6.2739.000

Wrench



1 PCS

6.1830.050

加熱チューブ OMNIS



オプションアクセサリ

Order no.	説明	
6.02700.010	OMNIS Sample Robot Oven の安全シールド OMNIS Sample Robot Oven のグリッパー用安全シールド	
2.1018.0010	OMNIS Coulometer、スターラーなし	
2.1019.0010	OMNIS Coulometer Module、スターラーなし	
2.1017.1000	OMNIS Oven Module 6 mL	

