



# OMNIS Sample Robot M - NIR

2.1074.0010

OMNIS Sample Robot M – NIR は、全自動分光法を直接開始できる製品です。このシステムには、直径 8 ～ 28 mm のバイアルを 231 個まで収容できるサンプルラック 3 つ分のスペースが設けられています。

OMNIS Sample Robot M - NIR は、液体の分析にも固形物の分析にも対応しています。

## 納品範囲 2.1074.0010

| Qt.   | Order no.   | 説明                         |
|-------|-------------|----------------------------|
| 1 PCS | 1.1074.0010 | OMNIS Sample Robot M - NIR |




OMNIS Sample Robot M – NIR 用コマンドパラメータを使用するための  
ファンクションライセンス。




## オプションアクセサリ

| Order no.   | 説明                     |
|-------------|------------------------|
| 6.02041.080 | サンプルラック OMNIS 77 x 8mm |



---

|             |                         |
|-------------|-------------------------|
| 6.02041.090 | サンプルラック OMNIS 77 x 15mm |
|-------------|-------------------------|



---

|             |                         |
|-------------|-------------------------|
| 6.02041.100 | サンプルラック OMNIS 50 x 19mm |
|-------------|-------------------------|



---

|             |                         |
|-------------|-------------------------|
| 6.02041.110 | サンプルラック OMNIS 50 x 22mm |
|-------------|-------------------------|



