



感熱式プリンタ Custom Q3X

2.142.0100

以下の装置のためのUSBインターフェース付きコンパクトプリンター

- 900 Touch Control
- 915 KF Ti-Touch
- 916 Ti-Touch
- 917 Coulometer
- 877 / 848 Titrino plus
- 865 / 876 Dosimat plus
- 91X Meter (ケーブル6.2151.140)
- Eco Dosimat / Titrator
- 862 Compact Titrosampler
- 870 KF Titrino plus
- 899 Coulometer

用紙幅 60 mm (40 字)。USBケーブル 6.2151.120 付属。

納品範囲 2.142.0100

Qt.	Order no.	説明
1 PCS	1.142.0100	感熱式プリンタ Custom Q3X
以下の装置のためのUSBインターフェース付きコンパクトプリンター • 900 Touch Control • 915 KF Ti-Touch • 916 Ti-Touch • 917 Coulometer • 877 / 848 Titrino plus • 865 / 876 Dosimat plus • 91X Meter • Eco Dosimat / Titrator 用紙幅 60 mm (40 字)。USBケーブル 6.2151.120 付属。		



1 PCS	6.2151.120	Cable USB MINI (OTG) - USB B, 1.8 m
-------	------------	-------------------------------------



1 PCS	6.9001.050	Custom Neos-N / Q3X 用の感熱紙
-------	------------	---------------------------

Custom Neos-N / Q3X 用の感熱紙 60 mm / 25 m。
新性能: 適切に保存した場合、25年の可読性。

1 ロール



オプションアクセサリー

Order no.	説明
-----------	----

6.9001.050 Custom Neos-N / Q3X 用の感熱紙

Custom Neos-N / Q3X 用の感熱紙 60 mm / 25 m。
新性能: 適切に保存した場合、25年の可読性。

1 ロール



6.2151.140 Y cable USB A St - USB B St - Mini B St

