



700 Dosino

2.700.0020

700 Dosino は、ドージングユニット用の駆動システムです。固定取り付けされたケーブルと Mini DIN プラグ付き。

この商品は販売を終了しました！

納品範囲 2.700.0020

Qt.	Order no.	説明
1 PCS	1.700.0020	700 Dosino



1 PCS

6.1546.030

エキストラクターロード

807 Dosing Units または シリンダーユニット OMNIS のピストン用。



1 PCS

6.2148.040

Adapter for Dosino 700 (series 23 or higher)



オプションアクセサリ

Order no.	説明	
6.2134.010	Adapter DB9 male / Mini-DIN8 female	
