

733 IC Separation Center

2.733.0120

納品範囲 2.733.0120

Qt.	Order no.	説明	
1 PCS	6.1816.000	Silicone tubing 6 mm, 0.5 m	
1 PCS	6.1831.010	PEEK capillary 0.25 mm i.d. / 3 m	
2 PCS	6.2027.030	Column holder 8.5 mm	

2 PCS

6.2027.040

Column holder 11.3 mm



2 PCS

6.2744.010

Pressure screw 5x



2 PCS

6.2744.020

Luer/UNF coupling



4 PCS

6.2744.040


2 x UNF 10/32 coupling





オプションアクセサリ

Order no.	説明
6.1825.210	PEEK sample loop 20 μ L



6.2057.010	Holder for dialysis cell
------------	--------------------------



6.5904.030	ローター、6/2 インジェクタ
------------	-----------------

IC システムの 6/2 インジェクタ用ローター。



6.5904.050	内部ループを伴うインジェクタ 0.25 μ L
	内部ループを伴うフラットプレートインジェクタ 0.25 μ L



6.5904.060

ローター (内部ループ、0.25 μ L)

4ポートフラットプレートインジェクタのためのローター
(6.5904.050)、内部ループ 0.25 μ L



6.5904.070

ローター (内部ループ、1.0 μ L)

4ポートフラットプレートインジェクタのためのローター
(6.9956.001)、内部ループ 1.0 μ L

