




Sample changer 760

2.760.0010

納品範囲 2.760.0010

Qt.	Order no.	説明
1 PCS	6.2752.010	Plug cover



2 PCS

6.1236.020

Sleeve with SGJ 14/12 mm



1 PCS

6.1446.160

Thermometer stopper, B-14/15, oblique
insertion



1 PCS

6.1805.110

FEP tubing / M6 / 80 cm



1 PCS

6.1815.010

Spiral band 0.5 m



1 PCS

6.2041.310

サンプルラック、12 x 250 mL、(ポリ塩化ビニル製)

12 個のサンプルビーカーに適した 810 Sample Processor、814 USB Sample Processor、855 Robotic Titrosampler 「Light」 のためのサンプルラック。以下のサンプルビーカーの使用が可能です: 6.1432.320、6.1432.323、6.1453.220、6.1453.250。

合成樹脂: ポリ塩化ビニル (PVC)



3 PCS

6.2709.070

Guiding sleeve




1 PCS

6.5610.010

Sample Processor 810/ 814 用 KFT 装備

Sample Processor 810 または 814 用のカールフィッシャー滴定装備。



オプションアクセサリ

Order no.	説明	
6.1453.220	プラスチック製 (PP) サンプルビーカー 200 mL、1 個 プラスチック製 (ポリプロピレン、PP) サンプルビーカー 200 mL、サンプルラック 6.2041.310、6.2041.400、6.2041.430、6.2041.510、6.2041.820、6.2068.020 および 6.2068.030 に適合、1 個	
6.1453.250	プラスチック製 (PP) サンプルビーカー 250 mL、1 個 プラスチック製 (ポリプロピレン、PP) サンプルビーカー 250 mL、サンプルラック 6.2041.310、6.2041.400、6.2041.430、6.2041.510、6.2041.820、6.2068.020 および 6.2068.030 に適合、1 個	
6.1458.010	Titration head, 6 x SGJ 14 and 3 x SGJ 9 openings.	
6.1458.020	Titration head / 4 x M10 connectors	

6.1458.030

KF titration head / 4 x M10 connectors

