




Sample changer KFT 760

2.760.0020

納品範囲 2.760.0020


Qt.	Order no.	説明
1 PCS	6.2752.010	Plug cover



1 PCS

1.741.0010

741 Magnetic Stirrer



1 PCS

6.0340.000

サンプルチェンジャー用ダブルPtワイヤ電極 (固定式ケーブル)

自動カール フィッシャー滴定に用いられる指示電極 (直径 = 5.3 mm、固定式ケーブル 2 m)。



24 PCS

6.1432.210

透明ガラス製サンプルビーカー 75 mL、1 個

透明ガラス製サンプルビーカー 75 mL、サンプルラック 6.2041.340、6.2041.350、6.2041.800 および 6.2041.900 に適合、1 個



1 PCS

6.1458.030

KF titration head / 4 x M10 connectors



2 PCS

6.1805.110

FEP tubing / M6 / 80 cm



1 PCS

6.1815.010

Spiral band 0.5 m



1 PCS

6.1821.000

Aspiration tube



24 PCS

6.1903.010

Stirring bar / 12 mm



24 PCS

6.2037.040

Foil holder



1 PCS

6.2041.340

サンプルラック、24 x 75 mL、(ポリ塩化ビニル製)

24 個のサンプルビーカーに適した 810 Sample Processor、814 USB Sample Processor、855 Robotic Titrosampler「Light」のためのサンプルラック。以下のサンプルビーカーの使用が可能です: 6.1432.210、6.1459.400。

合成樹脂: ポリ塩化ビニル (PVC)



1 PCS

6.2820.000

Al foil

