



811 Online IC Process Analyzer (2 チャンネル、230 V)

2.811.0024

サプレッションありおよびなし、超微量域までの陽イオンおよび陰イオンの同時測定のための、インラインキャリブレーションと濃縮を備えた 2 チャンネルオンラインイオンクロマトグラフ。独立した 10 のサンプルフロー。230 V。

納品範囲 2.811.0024

Qt.	Order no.	説明
1 PCS	1.811.0024	811 Online IC Process Analyzer (2 channels, 230 V)



3 PCS

6.1621.010

PE製キャニスター / 30 L

オンラインIC装置用の溶離液キャニスター。



1 PCS

6.1609.000

Adsorbing tube, large and bent



3 PCS

6.1621.110


Cap for 30-L canister



4 PCS

6.1826.020

PVC pump tubing (blue/blue)



1 PCS

6.2617.010

Tool for piston seal



1 PCS

6.2621.000

Adjustable wrench



1 PCS

6.2621.030

Hexagon key 4 mm



1 PCS

6.2744.010

Pressure screw 5x



2 PCS

6.2744.080

M6 thread / UNF 10/32 adapter



20 PCS

6.2744.140

UNF 10/32 to 1/4-28 adapter



1 PCS

6.2816.020

Syringe 10 mL with Luer connection



1 PCS

6.2816.040

Purge tubing



1 PCS

6.2821.090

吸引フィルター


気孔径 27 µm。5枚セット。吸引チューブ (6.1834.000) およびフィルターパイプ (6.1821.040)、(6.1821.050)向け。





1 PCS

6.2821.130

Spare filter for inline filter



オプションアクセサリー

Order no.	説明	
6.1803.030	PTFE capillary 0.5 mm i.d. / 3 m	
6.1825.210	PEEK sample loop 20 µL	
6.1825.220	PEEK sample loop 100 µL	
6.1826.060	Pump tubing (orange/yellow)	

6.2741.020 Piston seal (orange)



6.2755.000 Tubing cartridge



6.2824.070 Zirconium oxide piston



6.2831.000 Checking mirror





6.2832.010 MSMおよびMSM-LCのための接続ピース

インレットおよびアウトレット付き。MSM (Metrohm Suppressor Module) を有するすべてのIC装置用。
850、881、882、および883世代 (2017年以前製造) のProfessional IC装置における代替品として。



6.5904.030 ローター、6/2 インジェクタ

ICシステムの6/2インジェクタ用ローター。



6.5904.050 内部ループを伴うインジェクタ 0.25 µL

内部ループを伴うフラットプレートインジェクタ 0.25 µL



6.5904.060

ローター (内部ループ、0.25 μ L)

4ポートフラットプレートインジェクタのためのローター
(6.5904.050)、内部ループ 0.25 μ L



6.5904.070

ローター (内部ループ、1.0 μ L)

4ポートフラットプレートインジェクタのためのローター
(6.9956.001)、内部ループ 1.0 μ L

