



813 VA Compact Autosampler

2.813.0020

納品範囲 2.813.0020

Qt.	Order no.	説明
1 PCS	1.813.0010	813 Compact Autosampler
		
1 PCS	6.2751.070	Safety shield
		
1 PCS	6.2752.010	Plug cover
		

1 PCS

6.1822.410


PEEK connection capillary



2 PCS

6.1826.020

PVC pump tubing (blue/blue)



1 PCS

6.1831.050

PEEK capillary 0.5 mm i.d., 40 cm



1 PCS

6.2621.060

5/16 in. wrench



2 PCS

6.2621.090

1/2 in. wrench



1 PCS

6.2621.100

3 mm hex key for IC Sample Processors



1 PCS

6.2743.057

サンプル容器 11 mL

200 個。IC Sample Processors および VA Autosampler 用。

IC サンプル容器は、ヘルスケア用途のポリプロピレン（PP）樹脂製です。製造および包装は、無菌室およびクリーンルーム（DIN ISO 14644 に準拠したクリーンルームクラス 7）の条件下で行われます。これにより、汚染の発生を最小限に抑えることができます。サンプル容器には、溶出陰イオンと陽イオンに対してランダムにチェックが行われます。



1 PCS

6.2744.010

Pressure screw 5x



1 PCS

6.2744.030

カップリング チューブニップル/UNF 10/32、4個

圧力調整ネジとポンプチューブを接続。4個。ペリスタリックポンプ付きに装置用。



1 PCS

6.2833.000

Needle/tube holder 1/8 in.



オプションアクセサリ

Order no.	説明	
6.2141.170	Cable 797 VA Computrace to 813 Compact Sample Changer to 731 Relay Box	
2.772.0110	772 Pump Unit	
2.823.0010	823 Membrane Pump Unit	