


824 Easy Sample Changer

2.824.0020

納品範囲 2.824.0020

Qt.	Order no.	説明
1 PCS	6.2034.020	Mounting bracket for Magnetic Stirrer 741
		
1 PCS	6.2752.010	Plug cover
		
1 PCS	1.741.0010	741 Magnetic Stirrer
		

24 PCS

6.1432.210

透明ガラス製サンプルビーカー 75 mL、1 個

透明ガラス製サンプルビーカー 75 mL、サンプルラック 6.2041.340、
6.2041.350、6.2041.800 および 6.2041.900 に適合、1 個



1 PCS

6.1453.250

プラスチック製 (PP) サンプルビーカー 250 mL、1
個

プラスチック製 (ポリプロピレン、PP) サンプルビーカー 250 mL、サ
ンプルラック 6.2041.310、6.2041.400、6.2041.430、6.2041.510、
6.2041.820、6.2068.020 および 6.2068.030 に適合、1 個



1 PCS

6.1458.020

Titration head / 4 x M10 connectors



1 PCS

6.1805.110

FEP tubing / M6 / 80 cm



24 PCS

6.1903.030

Stirring bar / 25 mm



1 PCS

6.2041.340

サンプルラック、24 x 75 mL、(ポリ塩化ビニル製)

24 個のサンプルビーカーに適した 810 Sample Processor、814 USB Sample Processor、855 Robotic Titrosampler「Light」のためのサンプルラック。以下のサンプルビーカーの使用が可能です: 6.1432.210、6.1459.400。

合成樹脂: ポリ塩化ビニル (PVC)



1 PCS

6.2621.140


Hexagon key 2.5 mm



1 PCS

6.2751.080

Safety shield



オプションアクセサリ

Order no.	説明
-----------	----

6.1453.220 プラスチック製 (PP) サンプルビーカー 200 mL、1 個

プラスチック製 (ポリプロピレン、PP) サンプルビーカー 200 mL、サ
ンプルラック 6.2041.310、6.2041.400、6.2041.430、6.2041.510、
6.2041.820、6.2068.020 および 6.2068.030 に適合、1 個