



827 pH lab; 230 V, EU with Unitrode

2.827.0214

納品範囲 2.827.0214

Qt.	Order no.	説明
1 PCS	6.0258.600	Pt1000付きUnitrode

pH 電極/滴定のためのPt1000温度センサー内蔵の複合pH電極。これは、特に以下の用途に適しています:

- 困難なサンプル、粘性のあるサンプル、またはアルカリ性のサンプルにおけるpH測定および滴定
- 高温時
- 長期測定

固定グラウンドジョイントダイアフラムは汚れに対して耐性があります。

参照内部液: $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ 、保存液で保存。

代替: $T > 80^\circ \text{C}$ での測定用参照内部液: イドロライト、イドロライトで保管。



1 PCS

6.2013.010

Clamping ring



1 PCS

6.2016.050

Support rod / 300 mm



1 PCS

6.2021.020

Electrode holder



1 PCS

6.2104.600

Electrode cable for plug in head U/plug F, 2x2 mm B, 1m



1 PCS

6.2161.010

Plug-in power supply unit EU 230V /6V DC



1 PCS

6.2621.070

5 mm hex key for IC Sample Processors



オプションアクセサリー

Order no.	説明
-----------	----

6.2307.230 Buffer solutions pH 4, 7 and 9



6.2325.000 pHit kit

