



Professional VA/CVSシステム用843 Membrane Pump Station

2.843.0240

843 Membrane Pump Stationは、一部自動および完全自動のProfessional VA/CVSシステムの測定容器の洗浄および排出を自動で行います。これらには、リモート信号を介して制御できる内蔵式ダイヤフラムポンプが2つ装備されています。

VAとCVSのバリエーションには、測定容器の自動洗浄と排出用の付属品一式があります。

納品範囲 2.843.0240

Qt.	Order no.	説明
1 PCS	1.843.0020	843 Pump Station (membrane)



4 PCS

6.1446.040

Threaded stopper / M6



1 PCS

6.1602.115

Bottle attachment / S 40 / green



2 PCS

6.1621.000

Container 10 L



4 PCS

6.1805.530

FEP tubing / M6 / 2 m



2 PCS

6.1819.010

PTFE tube



1 PCS

6.1819.110

FEP aspiration tubing to canister



4 PCS

6.1820.010

Adapter for 1/8" gas line/M6 thread



1 PCS

6.1828.020

Five-way M6 tubing connector for canister



1 PCS

6.1829.070

Tubing set for Professional VA/CVS instruments



1 PCS

6.2621.000

Adjustable wrench



1 PCS

6.2053.000

Cable clip



オプションアクセサリ

Order no.	説明	
6.2141.300	Remote cable 843 Pump Station to Sample Processor	
6.2141.200	Cable 732/819(remote)-733/820(fill/inject)	
6.2148.010	Remote Box MSB	