



Titropackage plus with printer

2.848.0120

納品範囲 2.848.0120

Qt.	Order no.	説明
1 PCS	1.848.0010	848 Titrino plus

以下の滴定を行うコンパクトな自動滴定装置

- 当量点を自動で検出するダイナミック滴定 (DET)
- 当量点を自動で検出する等量滴下滴定 (MET)
- 終点設定滴定 (SET)



869 コンパクトサンプルチェンジャーにより、狭い空間でのティトリーノプラスアプリケーションの迅速かつ簡単に自動化できます。このサンプルチェンジャーは、少数の複数測定や小さなサンプルシリーズに適しています。計12のポジションにて異なる滴定を完全自動で行い、電極を洗浄、保管することができます。

大きく全体像の掴みやすいライブディスプレイによって、サンプルシリーズの直近のステータスを直接把握し、重要なサンプルはいかなるときでも優先的に分析することができます。

様々なメソッドテンプレートをベースとして、アプリケーション特有のメソッドを作成し、保存することができます。コンパクトサンプルチェンジャーとティトリーノプラス間のコミュニケーションは、追加の制御ボックスやパソコンを要すること無く、遠隔制御信号にて行われます。



水性酸/塩基滴定のための複合pH 電極。固定グラウンドジョイントダイアフラムは汚れに対して耐性があります。参照内部液: $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ 、保存液で保管。



1 PCS

6.1459.300

プラスチック製 (PP) サンプルビーカー 120 mL、
250 個プラスチック製 (ポリプロピレン、PP) サンプルビーカー 120 mL、サ
ンプルラック 6.2041.470、6.2041.840、6.2041.850、6.2068.010、
6.2068.020、6.2068.030 および 6.9920.141 に適合、250 個

2 PCS

6.1805.110

FEP tubing / M6 / 80 cm



1 PCS

6.1815.010

Spiral band 0.5 m



1 PCS

6.1909.050

Stirring propeller / 102 mm



1 PCS

6.2104.020

Electrode cable / 1 m / F



1 PCS

6.2141.230

Remote cable Compact Sample Changer
/Compact Autosampler - Titrino plus/Pump
Station

1 PCS

6.2147.000

USBテンキーパッド

Titrimo plus、Dosimat plus、862 Compact Titrosampler、869 Compact Sample Changer、863 Compact Autosampler、および899 Coulometer用のUSBテンキーパッド。コネクタが2つ付いたUSBハブを含む。



2 PCS

6.2151.100

Adapter USB MINI (OTG) - USB A



1 PCS

6.2151.120

Cable USB MINI (OTG) - USB B, 1.8 m



1 PCS

6.2307.230

Buffer solutions pH 4, 7 and 9



1 PCS

6.2325.000

pHit kit



1 PCS

6.2621.130

Hexagon key 2 mm



1 PCS

6.2621.140

Hexagon key 2.5 mm



1 PCS

6.2739.010

Wrench



1 PCS

6.3026.220

Exchange Unit 20 mL



1 PCS

6.6061.010

Titrimo plus methods USB Stick



4 PCS

6.9001.050

Custom Neos-N / Q3X 用の感熱紙

Custom Neos-N / Q3X 用の感熱紙 60 mm / 25 m。
新性能: 適切に保存した場合、25年の可読性。

1 ロール



1 PCS

1.802.0020

802 Stirrer



1 PCS

1.142.0100

感熱式プリンタ Custom Q3X

以下の装置のためのUSBインターフェース付きコンパクトプリンター

- 900 Touch Control
- 915 KF Ti-Touch
- 916 Ti-Touch
- 917 Coulometer
- 877 / 848 Titrino plus
- 865 / 876 Dosimat plus
- 91X Meter
- Eco Dosimat / Titrator



用紙幅 60 mm (40 字)。USBケーブル 6.2151.120 付属。

オプションアクセサリ

Order no.	説明
6.2723.310	Protective cover for Titrino plus

