



Food/Beverage Titrino plus プリンター付き

2.848.1020

Food/Beverage Titrino plus は、食料品分析における一般的な分析を行うための完璧なパッケージをお客様に提供します。内容は、細部にまで説明がついた100以上の測定メソッドに加え、滴定のための付属品一式となっています。USB 感熱式プリンター Q3X を含みます。

納品範囲 2.848.1020

Qt.	Order no.	説明
1 PCS	1.848.0010	848 Titrino plus

以下の滴定を行うコンパクトな自動滴定装置

- 当量点を自動で検出するダイナミック滴定 (DET)
- 当量点を自動で検出する等量滴下滴定 (MET)
- 終点設定滴定 (SET)



1 PCS

1.801.0010

801 Stirrer



1 PCS

6.0262.100

Ecotrode plus

水性酸/塩基滴定のための複合pH 電極。固定グランドジョイントダイアフラムは汚れに対して耐性があります。参照内部液: $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ 、保存液で保管。



1 PCS

6.1903.020

Stirring bar / 16 mm



1 PCS

6.1903.030

Stirring bar / 25 mm



1 PCS

6.2001.060

Support stand without support rod



1 PCS

6.2013.010

Clamping ring



1 PCS

6.2016.070

Support rod / 400 mm



1 PCS

6.2021.020

Electrode holder



1 PCS

6.2104.020

Electrode cable / 1 m / F



1 PCS

6.2147.000

USBテンキーパッド

Titrimo plus、Dosimat plus、862 Compact Titrator、869 Compact Sample Changer、863 Compact Autosampler、および899 Coulometer用のUSBテンキーパッド。コネクタが2つ付いたUSBハブを含む。



1 PCS

6.2151.100

Adapter USB MINI (OTG) - USB A



1 PCS

6.2151.120

Cable USB MINI (OTG) - USB B, 1.8 m



1 PCS

6.2307.230

Buffer solutions pH 4, 7 and 9



1 PCS

6.2308.050

Electrolyte 3 mol/L KCl (50 mL)



1 PCS

6.2323.000

Storage solution



1 PCS

6.2621.070

5 mm hex key for IC Sample Processors



1 PCS

6.2621.130

Hexagon key 2 mm



1 PCS

6.2739.010

Wrench



1 PCS

6.3026.220

Exchange Unit 20 mL



1 PCS

6.6061.010

Titrimo plus methods USB Stick



4 PCS

6.9001.050

Custom Neos-N / Q3X 用の感熱紙

Custom Neos-N / Q3X 用の感熱紙 60 mm / 25 m。
新性能: 適切に保存した場合、25年の可読性。

1 ロール



1 PCS

1.142.0100

感熱式プリンタ Custom Q3X

以下の装置のためのUSBインターフェース付きコンパクトプリンター

- 900 Touch Control
- 915 KF Ti-Touch
- 916 Ti-Touch
- 917 Coulometer
- 877 / 848 Titrino plus
- 865 / 876 Dosimat plus
- 91X Meter
- Eco Dosimat / Titrator



用紙幅 60 mm (40 字)。USBケーブル 6.2151.120 付属。

オプションアクセサリ

Order no.	説明
6.2723.310	Protective cover for Titrino plus

