



Oil Titrino plus プリンター付き

2.848.3020

Oil Titrino plus は、油製品の酸価と塩基価の測定のための完璧なパッケージをお客様に提供します。内容は、細部にまで説明がついた測定メソッドに加え、滴定のための付属品一式となっています。USB 感熱式プリンター Q3X を含みます。

納品範囲 2.848.3020

Qt.	Order no.	説明
1 PCS	1.848.0010	848 Titrino plus

以下の滴定を行うコンパクトな自動滴定装置

- 当量点を自動で検出するダイナミック滴定 (DET)
- 当量点を自動で検出する等量滴下滴定 (MET)
- 終点設定滴定 (SET)



1 PCS 1.802.0010 802 Rod Stirrer for 727 Ti Stand



1 PCS 1.804.0010 804 Ti Stand without stand rod



1 PCS 6.0229.010 Solvotrode easyClean (固定式ケーブル 1.2 m)

あらゆる酸/塩基の非水滴定のための、フレキシブルなeasyCleanダイヤフラムおよび固定式ケーブル (1.2 m) 付き複合pH 電極。
ガラスメンブランは導電性の低い溶液のために最適化されており、洗浄の容易なeasyCleanダイヤフラムにより、この電極は汚れの酷いサンプル (たとえば廃油) にも適しています。
この電極は、非水系参照内部液 (塩化リチウムまたは臭化テトラエチルアンモニウム) を使用することができます。適切な参照内部液で保管してください。

Solvotrode easyCleanについては、製品番号6.0229.020の固定ケーブル長2.0mも入手可能です。



1 PCS 6.1909.010 Stirring propeller / 87 mm

Propeller stirrer, length from lower edge of SGJ: 96 mm. For use with beakers with 722, 802 Rod Stirrer



1 PCS

6.2001.060

Support stand without support rod



1 PCS

6.2013.010

Clamping ring



1 PCS

6.2016.070

Support rod / 400 mm



1 PCS

6.2021.020

Electrode holder



1 PCS 6.2147.000 USBテンキーパッド

Titrimo plus、Dosimat plus、862 Compact Titrator、869 Compact Sample Changer、863 Compact Autosampler、および 899 Coulometer用のUSBテンキーパッド。コネクタが2つ付いたUSBハブを含む。



1 PCS 6.2151.100 Adapter USB MINI (OTG) - USB A



1 PCS 6.2151.120 Cable USB MINI (OTG) - USB B, 1.8 m



1 PCS 6.2320.000 TEABr 0.4 mol/L in ethylene glycol (250 mL)



1 PCS

6.2621.070

5 mm hex key for IC Sample Processors



1 PCS

6.2621.130

Hexagon key 2 mm



1 PCS

6.2723.310

Protective cover for Titrino plus



1 PCS

6.2739.010

Wrench



1 PCS

6.3026.220

Exchange Unit 20 mL



1 PCS

6.6061.010

Titrino plus methods USB Stick



4 PCS

6.9001.050

Custom Neos-N / Q3X 用の感熱紙

Custom Neos-N / Q3X 用の感熱紙 60 mm / 25 m。
新性能: 適切に保存した場合、25年の可読性。

1 ロール



1 PCS

1.142.0100

感熱式プリンタ Custom Q3X

以下の装置のためのUSBインターフェース付きコンパクトプリンター

- 900 Touch Control
- 915 KF Ti-Touch
- 916 Ti-Touch
- 917 Coulometer
- 877 / 848 Titrino plus
- 865 / 876 Dosimat plus
- 91X Meter
- Eco Dosimat / Titrator



用紙幅 60 mm (40 字)。USBケーブル 6.2151.120 付属。