



# サンプル移送のための 858 Professional Sample Processor CVS、Dosino 付き

2.858.0120

サンプル移送用の Dosino 付き 858 Professional Sample Processor CVS は、Professional VA /CVS 装置および viva と共に「Cyclic Voltammetric Stripping: サイクリックボルタンメトリーストリッピング」(CVS) を使用して、ブライトナー（「Brightener」）やサプレッサー（「Suppressor」）など電気めっき浴における有機添加剤の大量のサンプルシリーズの完全自動処理を可能にします。システムは viva ソフトウェアによって直接制御され、多様な測定方法の中から、自動的にメソッドを変更することができます。一緒に納品されるサンプルラックは、サプレッサー測定用に最高 11 mL のサンプルを 56 個、ブライトナー測定用に最高 50 mL のサンプルを 28 個収容します。測定容器へのサンプル移送には Dosino が使用されます。必要なサンプル量を減らし、自動的に計量できます。

サンプル移送用の Dosino 付き 858 Professional Sample Processor CVS は、付属品を含む内蔵式スイングアーム、Dosino、サンプルラック、ワークスペース全体の組立のための接続ケーブルとともに納品されますが、洗浄機器は含まれません。

納品範囲 2.858.0120

| Qt. | Order no. | 説明 |
|-----|-----------|----|
|-----|-----------|----|

1 PCS

1.858.0010

858 Professional Sample Processor

858 プロフェッショナルサンプルプロセッサは、500 µLから500 mLまでのサンプルを処理します。サンプルは850 プロフェッショナル IC システム のペリスタリックポンプまたは800 ドジーノ電動ビュレットを使用することによって転送されます。



1 PCS

1.800.0040

800 Dosino (Kabellänge 0.65 m)

Antrieb mit Schreib-/Lesehardware für intelligente Dosiereinheiten. Mit fest montiertem Kabel (Länge 0.65 m).



1 PCS

6.1546.030

エキストラクターロッド

807 Dosing Units または シリンダーユニット OMNIS のピストン用。



1 PCS

6.1602.115


Bottle attachment / S 40 / green



1 PCS

6.1618.020

Thread adapter S 40 to GL 45



1 PCS

6.1803.020

PTFE capillary 0.97 mm i.d. / 5 m



1 PCS

6.1805.530

FEP tubing / M6 / 2 m



1 PCS

6.1808.280

807 Dosing Unit ポート 4 アダプター、M6 内側

FEP チューブ / M6 との接続のため、807 Dosing Unit のポート 4 に使用するアダプター。



1 PCS

6.1815.010

Spiral band 0.5 m



---

1 PCS

6.1819.010

PTFE tube



---

1 PCS

6.1831.020

PEEK capillary 0.75 mm i.d., 22 cm



---

1 PCS

6.1835.050

PEEK sample tube



1 PCS

6.2041.450

サンプルラック、56 x 11 mL および 56 x 50 mL、  
(ポリ塩化ビニル製)

112 個のサンプル容器に適した 858 Professional Sample Processor、  
815 Robotic USB Sample Processor XLのためのサンプルラック。以  
下のサンプル容器を使用することができます: 6.2743.050、  
6.2747.010、6.2743.040、50 mL ザールシュテット サンプル瓶。

合成樹脂: ポリ塩化ビニル (PVC)



1 PCS

6.2057.040

Holder for Dosino for Sample Processor



1 PCS

6.2151.000

Cable USB A – mini-DIN 8-pin



1 PCS

6.2621.080

キャピラリーカッター

カッターツール、合成樹脂製キャピラリーの簡単な切断用、1/16"およ  
び 1/8"、交換刃 5 枚込み。



1 PCS

6.2621.090

1/2 in. wrench



---

1 PCS

6.2621.100

3 mm hex key for IC Sample Processors



---

1 PCS

6.2621.130

Hexagon key 2 mm



---

1 PCS

6.2739.000

Wrench



1 PCS      6.2743.057      サンプル容器 11 mL

200 個。IC Sample Processors および VA Autosampler 用。

IC サンプル容器は、ヘルスケア用途のポリプロピレン（PP）樹脂製です。製造および包装は、無菌室およびクリーンルーム（DIN ISO 14644 に準拠したクリーンルームクラス 7）の条件下で行われます。これにより、汚染の発生を最小限に抑えることができます。サンプル容器には、溶出陰イオンと陽イオンに対してランダムにチェックが行われます。



---

1 PCS      6.2744.010      Pressure screw 5x



---


2 PCS      6.2744.080      M6 thread / UNF 10/32 adapter



---

4 PCS      6.2747.010      Sample vessel 50 mL





807 Dosing Unit、5 mL ガラスシリンダーおよび遮光機能付き統合型データチップ付き、ISO/DIN ガラスネジ規格 GL 45 で試薬ボトルに取り付け可能。FEP チューブ接続部、反拡散チップ。

