



870 KF Titrino plus and 860 KF Thermoprep

2.870.2010

納品範囲 2.870.2010

Qt.	Order no.	説明
1 PCS	1.870.0010	870 KF Titrino plus

低価格の870 KFティトリノプラスは、容量法KF水分測定装置です。この装置により、個体、液体、気体のサンプルの微量なppmから100%までの水分を確実に精密に測定することができます。ルーチンユーザーに合わせて作られたユーザーインターフェースにより、870 KFティトリノプラスは操作も容易で、ごく短い時間で習熟することができます。また頑丈なので、この装置はルーチン測定には理想的な滴定装置です。滴定容器および電極は納品内容に含まれます。



1 PCS

1.803.0010

803 TI Stand with stirrer and pump



1 PCS

1.860.0010

860 KF Thermoprep

860 KFサーモプレップはカール フィッシャー水分測定におけるサンプルの加熱による前処理に使用します。多くの物質は、不溶性であったり、カールフィッシャー試薬に反応したり、物質そのものに含まれる水がごくゆっくりと、または高温下ではじめて気化したりするために、直接のカール フィッシャー滴定には適していません。ぴったりと気密されたサンプルバイアルびんを使用してサンプルをオープンに入れ、その後それぞれの容量または電量法カールフィッシャー水分計によって測定します。



1 PCS

6.0338.100

容量滴定用ダブルPtワイヤ電極

カール フィッシャー容量滴定に用いられる指示電極。



1 PCS

6.1244.040

Set of seals



1 PCS

6.1403.040

KF Adsorber tube



1 PCS

6.1414.030

KF滴定容器上部 開口部5つ

カールフィッシャー容量滴定向け。



1 PCS

6.1415.220

Titration vessel / 20-90 mL



1 PCS

6.1415.250

Titration vessel / 50-150 mL



2 PCS

6.1446.040

Threaded stopper / M6



1 PCS

6.1446.060

Stopper / B-14/15 / M10



1 PCS

6.1446.090

Stopper / B-14/15 / M8



1 PCS

6.1446.170

Heating tube stopper



2 PCS

6.1448.010


Septum 12 mm, 5 pieces



1 PCS

6.1448.057

Aluminum septum caps / 100 pieces



1 PCS

6.1543.110

Dosing tip / M8 thread



1 PCS

6.1543.120

Aspiration tip / M8 thread



2 PCS

6.1602.105

Bottle attachment / GL 45 / green



2 PCS

6.1602.145

Drying flask cap



1 PCS

6.1608.023

Amber glass bottle / 1000 mL / GL 45



1 PCS

6.1608.030

Round glass bottle / 1000 mL / GL 45



2 PCS

6.1608.050

Drying bottle / 100 mL / GL 45



1 PCS

6.1609.010

Adsorber tube with tubing nipple



1 PCS

6.1623.000

ボトルキャップのオーバーフロー防止

廃棄物ボトル用ボトルキャップのオーバーフロー防止、吸引ポンプ使用時、廃棄物ボトルのオーバーフローを防ぎます



1 PCS

6.1801.120

PVC tubing / 4 mm / 6 mm / 2 m



1 PCS

6.1805.010

FEP tubing / M6 / 13 cm



2 PCS

6.1805.080

FEP tubing / M6 / 25 cm



1 PCS

6.1805.100

FEP tubing / M6 / 40 cm



2 PCS

6.1805.200

PTFE tubing / M8 / 0.5 m



1 PCS

6.1808.040

Thread adapter M6 outer / M8 inner



2 PCS

6.1808.050

Tubing adapter olive / M8 outer



1 PCS

6.1819.030

Tube



1 PCS

6.1819.050

Tube



2 PCS

6.1821.040

Filter tube



1 PCS

6.1830.030

加熱チューブ

860 KF Thermoprep、885 Compact Oven Sample Processor、874 USB Oven Sample Processor に連結するスレッド M6 を有する加熱チューブ。



2 PCS

6.1903.020

Stirring bar / 16 mm



2 PCS

6.1903.030

Stirring bar / 25 mm



1 PCS

6.2001.060

Support stand without support rod



1 PCS

6.2013.010

Clamping ring



1 PCS

6.2016.070

Support rod / 400 mm



1 PCS

6.2023.020

Clip for SGJ 14/15



1 PCS

6.2049.040

Needle holder with Luer lock



1 PCS

6.2060.010

Cable holder



1 PCS

6.2063.010

Sample holder for 6.2419.007 Sample vials (6 mL)



1 PCS

6.2104.020

Electrode cable / 1 m / F



1 PCS 6.2147.000 USBテンキーパッド

Titrimo plus、Dosimat plus、862 Compact Titrator、869 Compact Sample Changer、863 Compact Autosampler、および 899 Coulometer用のUSBテンキーパッド。コネクタが2つ付いたUSBハブを含む。



1 PCS 6.2151.100 Adapter USB MINI (OTG) - USB A



1 PCS 6.2412.000 Weighing boats



1 PCS 6.2419.007 バイアル 6 mL、100 個

バイアル、6 mL までのサンプル用、セプタム 6.1448.057 に適合、100 個



1 PCS

6.2621.070

5 mm hex key for IC Sample Processors



1 PCS

6.2621.110

Crimping tongs



1 PCS

6.2621.120

Hexagon key 1.5 mm



1 PCS

6.2621.130

Hexagon key 2 mm



1 PCS

6.2627.000

Oven insert



1 PCS

6.2723.310

Protective cover for Titrino plus



1 PCS

6.2724.010

Dust filter



2 PCS

6.2730.010

Screw nipple



1 PCS

6.2730.020

Septum stopper



3 PCS

6.2730.030

Stopper



1 PCS

6.2739.000

Wrench



1 PCS

6.2739.010

Wrench



1 PCS

6.2811.000

Molecular sieve



1 PCS

6.2816.070

穿刺針

カールフィッシャーオープンと共に使用。



1 PCS

6.2816.080

Outlet needle



1 PCS

6.3026.210

Exchange Unit 10 mL





オプションアクセサリ

Order no.	説明
2.142.0100	感熱式プリンタ Custom Q3X

以下の装置のためのUSBインターフェース付きコンパクトプリンター

- 900 Touch Control
- 915 KF Ti-Touch
- 916 Ti-Touch
- 917 Coulometer
- 877 / 848 Titrino plus
- 865 / 876 Dosimat plus
- 91X Meter (ケーブル6.2151.140)
- Eco Dosimat / Titrator
- 862 Compact Titrosampler
- 870 KF Titrino plus
- 899 Coulometer



用紙幅 60 mm (40 字)。USBケーブル 6.2151.120 付属。
