



889 IC Sample Center

2.889.0010

889 IC サンプルセンタは多くのサンプルを扱うことのできる丈夫なオートサンプラーであり、最新分析ラボの難度の高い作業に最適です。このサンプラーは高精度のサンプル注入のために、xyz式で分解能の高い注入制御により作業を行います。二本針システムにより、容器のキャップと隔壁を貫通させることが可能です。PEEK注入バルブが889 IC サンプルセンタのオートメーションシステムを補完します。使用できるサンプルがごく少量である場合に最適なソリューションです。

納品範囲 2.889.0010

Qt.	Order no.	説明
1 PCS	1.889.0010	889 IC Sample Center

889 IC サンプルセンタは多くのサンプルを扱うことのできる丈夫なオートサンプラーであり、最新分析ラボの難度の高い作業に最適です。このサンプラーは高精度のサンプル注入のために、xyz式で分解能の高い注入制御により作業を行います。二本針システムにより、容器のキャップと隔壁を貫通させることが可能です。PEEK注入バルブが889 IC サンプルセンタのオートメーションシステムを補完します。使用できるサンプルがごく少量である場合に最適なソリューションです。



1 PCS

6.1608.110

Wash bottle 250 mL to IC Sample Center



2 PCS

6.1807.010

Y-connector for tubing 6-9 mm i.d.



2 PCS

6.1816.070

シリコンチューブ 8/12 mm、1m

IC Sample Center 用



1 PCS

6.1831.010

PEEK capillary 0.25 mm i.d. / 3 m



2 PCS

6.2041.200

サンプルラック、48 x 11 mL、(アルミニウム製)

48 個のサンプル容器に適した 889 IC Sample Center のためのサンプルラック。以下のサンプル容器を使用することができます:
6.2743.100、6.2743.107、6.2743.110、6.2743.117。

材質: アルミニウム (Al)



1 PCS

6.2151.020

Cable USB A - USB B 1.8 m



1 PCS

6.2743.107

PP Vials 0.7 mL to IC Sample Center, 100 pieces



1 PCS

6.2743.127

Septum to 6.2743.1XX Si/PTFE



1 PCS

6.2744.010

Pressure screw 5x




1 PCS

6.2816.200

Air needle 80 mm, black




オプションアクセサリー

Order no.	説明	
6.1562.170	Tefzel transfer tubing 1000 µL	
6.1829.060	シリンジ用キャピラリーセット IC Sample Center用	
6.2743.100	PP Vials 0.7 mL to IC Sample Center, 1000 pieces	
6.2743.110	PP Vials 0.3 mL to IC Sample Center, 1000 pieces	

6.2743.117 PP Vials 0.3 mL to IC Sample Center, 100 pieces



6.2743.120 Septum to 6.2743.1XX Si/PTFE



6.2816.210 キャピラリー付き針、15 μ L
IC Sample Center 用



6.5333.000 IQ/OQ Kit for IC




6.7303.100 ガラスバイアル、1.5 mL、100 個

次のサンプルチェンジャーでの使用向け: Liquid Autosampler CIC (TEI)、MMS 5000 Autosampler (AJ)、889 Sample Center。



6.7303.110 67303100 用セプタム、100 個

次のサンプルチェンジャーにて 67303100 ガラスバイアルと併せての使用向け: Liquid Autosampler CIC (TEI)、MMS 5000 Autosampler (AJ)、889 Sample Center。




6.2041.210 サンプルラック、12 x 6 mL、(アルミニウム製)

12 個のサンプル容器に適した889 IC Sample Center のためのサンプルラック。以下のサンプル容器を使用することができます:
6.2419.000。

材質: アルミニウム (Al)



6.1448.050 Aluminum septum caps / 1000 pieces



6.2419.000 バイアル 6 mL、1000 個

バイアル、6 mL までのサンプル用、セプタム 6.1448.050 に適合、
1000 個



6.2621.110 Crimping tongs



6.2420.007 スクリューキャップバイアル8 mL、100個

スクリューキャップバイアル8 mL、6.1448.067のスクリューキャップ
に適合、100 個



6.1448.067 セプタム付きスクリューキャップ、100個。

セプタム付きスクリューキャップ、6.2420.007 の 8 mL バイアルに適
合、100個

